

Masážní váleček Mezoroller

tianDe®

Vaše krása
záleží jen na vás!



Revoluční průlom v kosmetologii



Omlazující
injekce?

Ne!



Domácí salon
krásky?

Ano!



- Příjemná masážní procedura
- Má širokou oblast použití
- Jen prospěšné účinky
- Rychlé výsledky
- Skutečná ekonomie
- Výrazné posílení účinku použití kosmetických přípravků

Masážní váleček Mezoroller

tianDe®



1. Opatrně, jemným tlakem rolujte masážní váleček, 10 krát svisle a 10 krát vodorovně




2. Přejíždějte mezorollerem příčně v obou směrech se stejnou intenzitou


Masáž mezorollerem

- Zlepšuje krevní oběh
- Stimuluje produkci elastinu a kolagenu
- Zvyšuje samoléčebné schopnosti kůže

**Mikro-jehličky,
0,2mm**



Doručení kosmetických přípravků na přesnou adresu



Mezoroller zvyšuje účinnost krémů a sér až na 90%.

tianDe®

Masážní váleček Mezoroller

tianDe®

Masáž mezorollerem + kosmetické přípravky TianDe = maximální účinek

Přípravky TianDe

- **Nano Corrector** liftingový efekt
- Výživný regenerační noční krém Marine Collagen
- Intenzivní liftingový krém Collagen Active
- Zpevňující a liftingová emulze na obličej a krk



Výsledky

- Vypnutí obličeje (face lifting)
- Obnovení kontur obličeje
- Zpevnění a napnutí pleti



Masážní váleček Mezoroller

tianDe®



Přípravky TianDe

- Nano korektor botoxefekt
- Výživný regenerační noční krém Marine Collagen
- Omlazující energetická emulze Zhenfei perfect
- Intenzivní pečující krém na vrásky Zhenfei perfect

Výsledky

- Odstranění a prevence vrásek
- Obnova a omlazení pleti
- Zářící vzhled pleti



Mezoroller pomůže:



1. Zbavit se příznaků stárnutí: zmenšit hloubku vrásek, zpomalit vytváření nových vrásek;
2. Zformovat zřetelné obrysy tváře, zvýšit pevnost a elasticitu kůže;
3. Zbavit se jizev (jizvičky od akné, popáleniny), strií a celulitidy;
4. Zlepšit celkový stav pleti: zvlhčit, stáhnout póry, snížit produkci kožního mazu;
5. Odstranit pigmentaci;
6. Stimulovat růst vlasů na hlavě.

Použití mezorolleru:



Délka procedury – 5-10 minut.
Počet procedur týdně: 3-4.

1. krok: očista pokožky.
2. krok: nanesení aktivních složek.
3. krok: použití mezorolleru.
4. krok: opětovné nanesení kosmetického přípravku.
5. krok: dezinfekce mezorolleru.

tianDe®